

Kit List and Storage



(Cat: LV-PHIK001-5T)

试剂盒清单及储存条件

(货号: LV-PHIK001-5T)

China Shenzhen

中国 深圳



Kit List and Storage

(Cat: LV-PHIK001)

Product	Catalog	Spec	Number	Storage/Expiry date
Perfusion buffer A	LV-PHIK00101	500mL/bottle	1 bottle	2-8°C for 24 months
Perfusion buffer B	LV-PHIK00102	500mL/bottle	1 bottle	2-8°C for 24 months
Washing buffer	LV-PHIK00103	500mL/bottle	1 bottle	2-8°C for 24 months
Purification buffer for viable cells	LV-PHIK00104	30mL/bottle	1 bottle	2-8°C for 24 months
0.22µm filter	LV-PHIK00105	5/pack	1 pack	RT for 36 months
20mL syringe	LV-PHIK00106	5/pack	1 pack	RT for 36 months
70µm cell strainer	LV-PHIK00107	5/pack	1 pack	RT for 36 months
Selected Collagenase	LV-PHIK00108	5vial/case	1 case	-20°C for 24 months
EGTA Stock (100x)	LV-PHIK00109	1.1mL/vial	5vials	-20°C for 24 months
Antibiotic	LV-PHIK00110	16mL/ bottle	1 bottle	-20°C for 36 months

Notes:

- 1) In order to ensure the stability of your experimental system, please try to use the reagents and consumables in this kit list, replacing any part may lead to poor results, or even failure of the experiment! If you need to supplement the ingredients in the kit, please purchase the ingredients from us or purchase them from our distributors.
- 2) Part of the goods (LV-PHIP00101 to LV-PHIP00107) transport at room temperature, which does not affect the use.
- 3) This kit or kit component is for scientific research only.

试剂盒清单及储存条件

(货号: LV-PHIK001)

名称	货号	规格	数量	保存条件与保质期
灌注溶液 A	LV-PHIK00101	500mL/瓶	1 瓶	2-8°C保存 24 个月
灌注溶液 B	LV-PHIK00102	500mL/瓶	1 瓶	2-8°C保存 24 个月
细胞洗液	LV-PHIK00103	500mL/瓶	1 瓶	2-8°C保存 24 个月
活细胞纯化液	LV-PHIK00104	30mL/瓶	1 瓶	2-8°C保存 24 个月
0.22µm 过滤器	LV-PHIK00105	5 个/包	1 包	常温保存 36 个月
20mL 注射器	LV-PHIK00106	5 支/包	1 包	常温保存 36 个月
70µm 细胞筛	LV-PHIK00107	5 个/包	1 包	常温保存 36 个月
精选胶原酶	LV-PHIK00108	5 支/盒	1 盒	-20°C保存 24 月
EGTA 母液 (100x)	LV-PHIK00109	1.1mL/支	5 支	-20°C保存 24 个月
抗生素	LV-PHIK00110	16mL/瓶	1 瓶	-20°C保存 36 个月

特别注意:

- 1) 为保证您的实验体系稳定, 请尽量用本试剂盒清单中的试剂和耗材, 更换任一组成部分有可能导致效果不佳, 甚至实验失败! 如需要补充试剂盒中成分, 请按成分的货号向我司销售或者经销商采购。
- 2) 部分货物 (LV-PHIP00101~LV-PHIP00107) 常温运输, 不影响使用, 请放心使用。
- 3) 本试剂盒或者试剂盒组成部分仅用于科学研究。